

E 497

Fúvóka

a dupla- és egycsővű larynxmaszkok optimális behelyezéséhez. Magasság: 195 mm.

EAN: 4002514811253 / Anyagszám: 07759470 / Régi anyagszám: 69749701D



- Mag. 195 mm, 109 mm-es oldalcsővel

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	195
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	100
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Nettó súly (kg)	0,06
Bruttó súly (kg)	0,07