

E 936

Betét

max. 15 lámpanyél optimális behelyezésére.



EAN: 4002514811260 / Anyagszám: 07759480 / Régi anyagszám: 69593601D

Termék-hozzárendelés	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Lámpamarkolatok [mennyiség]	15
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	90
Külső méret, nettó szélesség (mm)	245
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	130
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	275
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	0,50
Bruttó súly (kg)	0,92