

E 735/2

Kocsi

eszközök 3 szintes optimális behelyezéséhez.



- 2 beépített öblítőkarral
- Az egyes szintek rakodási magassága különbözik egymástól
- Mágnescsíkok a kocsik autom. felismeréséhez (ML mágnes nélkül)

EAN: 4002514816388 / Anyagszám: 07765710 / Régi anyagszám: 69573503D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
G 7826	•
Termékkategória	
Kocsi betétekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Kapacitás	
DIN szitatálcák [mennyiség]	6
SPRI szitatálcák [mennyiség]	3
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	552
Külső méret, nettó szélesség (mm)	530
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	650
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	640
Nettó súly (kg)	10,80
Bruttó súly (kg)	12,80
Tartozék	
Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnes nélkül) [mennyiség]	1