

E 900-5/2

Kocsi

műszerek optimális tisztítására, 5 szinten.



- Kapacitás: 15 DIN-szűrő
- Az egyes szintek rakodási magassága különbözik egymástól
- Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (ML mágnessel)

\* DIN-szűrő: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816418 / Anyagszám: 07765760 / Régi anyagszám: 69590006D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi betétekhez	•
Kocsi szitatálcák elhelyezéséhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
DIN szitatálcák [mennyiség]	15
SPRI szitatálcák [mennyiség]	10
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	605
Külső méret, nettó szélesség (mm)	640
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	680
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	650
Nettó súly (kg)	12,85
Bruttó súly (kg)	12,85
<b>Tartozék</b>	
Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnessel együtt) [mennyiség]	1