

E 935/2

Kocsi

eszközök optimális tisztítására, 3 szinten.



- Kapacitás: 9 DIN-szűrő*
- 2 beépített öblítőkarral
- Az egyes szintek rakodási magassága különbözik egymástól
- Mágnescsíkok a kocsi automatikus felismeréséhez (mágnessel)

* DIN-szűrő: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816432 / Anyagszám: 07765780 / Régi anyagszám: 69593503D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Kocsi betétekhez	•
Kocsi szitatálcák elhelyezéséhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
DIN szitatálcák [mennyiség]	9
SPRI szitatálcák [mennyiség]	6
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	524
Külső méret, nettó szélesség (mm)	640
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	720
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	830
Külső méret, bruttó mélység (mm)	780
Nettó súly (kg)	26,50
Bruttó súly (kg)	30,00
Tartozék	
Mágnescsíkok a kocsi automatikus felismeréséhez (mágnessel együtt) [mennyiség]	1