

E 975/2

Kocsi

eszközök optimális tisztítására, 2 szinten.



- Beépített öblítőkarral
- Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez
- A két szint rakodási magassága különbözik egymástól

EAN: 4002514816449 / Anyagszám: 07765790 / Régi anyagszám: 69597503D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi betétekhez	•
Kocsi szitatálcák elhelyezéséhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
DIN szitatálcák [mennyiség]	6
SPRI szitatálcák [mennyiség]	4
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	427
Külső méret, nettó szélesség (mm)	640
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	650
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	640
Nettó súly (kg)	10,80
Bruttó súly (kg)	12,80
<b>Tartozék</b>	
Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnessel együtt) [mennyiség]	1