

E 198

Betét

legfeljebb 6 szűrőtálca és vesetál optimális behelyezésére.



- 6 szűrőtálca vagy vesetál behelyezésére
- 7 tartó (6 rekesz), magasság: 160 mm mm, távolság: 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Anyagszám: 07984040 / Régi anyagszám: 68519801D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Termikus fertőtlenítők	•
<b>A készülék besorolása</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét szitatálcahoz	•
Betét vesetálakhoz/tálakhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	6
Rácssűrűség (mm)	67
Rácsmagasság (mm)	160
<b>Felhasználási terület</b>	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Különféle szitatálcák [mennyiség]	6
Vesetálak [mennyiség]	6
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	160
Külső méret, nettó szélesség (mm)	180
Külső méret, nettó mélység (mm)	495
Külső méret, bruttó magasság (mm)	185
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	210
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	0,65
Bruttó súly (kg)	0,90