

E 198

Betét

legfeljebb 6 szűrőtálca és vesetál optimális behelyezésére.



- 6 szűrőtálca vagy vesetál behelyezésére
- 7 tartó (6 rekesz), magasság: 160 mm mm, távolság: 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Cikkszám: 07984040 / Régi cikkszám68519801D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Betét szitatálcahoz	•
Betét vesetálakhoz/tálakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	6
Rácsűrűség (mm)	67
Rácsmagasság (mm)	160
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Különféle szitatálcák [mennyiség]	6
Vesetálak [mennyiség]	6
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	160
Külső méret, nettó szélesség (mm)	180
Külső méret, nettó mélység (mm)	495
Külső méret, bruttó magasság (mm)	185
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	210
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	0,65
Bruttó súly (kg)	0,90