

E 337/1

Betét

az álló formátumú eszközök optimális behelyezésére.



- Szondák, csipeszek vagy szájtűkrök behelyezéséhez
- 4 műanyag tartóval
- 12 rekesz kb. 22 x 28 mm széles
- 4 rekesz kb. 25 x 28 mm széles
- 48 rekesz kb. 13 x 14 mm széles

EAN: 4002514953397 / Anyagszám: 07984130 / Régi anyagszám: 69533702D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét/modul fogászati eszközökhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	148
Külső méret, nettó szélesség (mm)	173
Külső méret, nettó mélység (mm)	445
Külső méret, bruttó magasság (mm)	205
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	240
Külső méret, bruttó mélység (mm)	490
Nettó súly (kg)	1,91
Bruttó súly (kg)	2,16