

E 806/1

Betét

8 csészetálca optimális behelyezésére.



- 9 tartó (8 rekesz), szél. 295, távolság 37 mm mm
- Max. tálcaméret 290 x 30 mm

EAN: 4002514969718 / Anyagszám: 09013220 / Régi anyagszám: 69580603D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét fiókokhoz/tálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	8
Rácssűrűség (mm)	37
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	114
Külső méret, nettó szélesség (mm)	305
Külső méret, nettó mélység (mm)	348
Külső méret, bruttó magasság (mm)	125
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	330
Külső méret, bruttó mélység (mm)	480
Nettó súly (kg)	0,71
Bruttó súly (kg)	0,84