

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 1]

Semlegesítő szer, savas, 1 l

Kiöntési segédeszkővel, szervesav-alapú optimális semlegesítéshez.



- Különösen alkalmas közvetítő műszerekhez
- A Miele termo-fertőtlenítő előkészítési fázisaihoz igazítva
- Könnyített adagolás a pontos kiöntési segédeszkő révén
- Kiválóan védi az anyagot
- Folyékony koncentrátum

EAN: 4002514996370 / Anyagszám: 09052100 / Régi anyagszám: 66915201EU1

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Adagolási javaslat	
Adagolási javaslat öblítésenként	1 ml/l (0,1 %)
Alkalmazott oldat pH-értéke	3,0
Fő alkalmazási területek	
Fogászati rendelő	•
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Savas semlegesítő szerek
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Citromsav
Tenzidektől mentes	•
Kiváló anyag-összeférhetőség	•
Szabványos műszerekhez és közvetítő műszerekhez használható	•
Méret és súly	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	245
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	60
Külső méret, bruttó mélység (mm)	105
Bruttó súly (kg)	1
Töltési mennyiség (ml)	1000
Megfelelőség,jóváh.jel/jelölés	
CE	•
GHS/CLP-megfelelőség	•