

APH 591

Papírtekercs

APH 500 PRT100 & APH 510 PRT110 protokollnyomtatóhoz.



- 5 papírtekercs / csomagolási egység
- Szélesség: 76 mm mm

EAN: 4002515000038 / Anyagszám: 09063410 / Régi anyagszám: 68817003D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Kis sterilizálók	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Termékkategória	
Folyamat-/üzemi adatok dokumentálása/kommunikáció	•
Terméktulajdonságok	
Szín	Fehér
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Tárgylemezek előkészítése	•
Butirométerek előkészítése	•
Patikai/infúziós palackok előkészítése	•
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•

APH 591

Papírtekercs

APH 500 PRT100 & APH 510 PRT110 protokollnyomtatóhoz.



EAN: 4002515000038 / Anyagszám: 09063410 / Régi anyagszám: 68817003D

Intramedulláris rögzítők/intramedulláris fúrók	•
Fiókok/tálcák előkészítése	•
Szitatálcák előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Tartóedények, pl. nátronmésztartályok előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	79
Külső méret, nettó szélesség (mm)	76
Külső méret, nettó mélység (mm)	79
Külső méret, bruttó magasság (mm)	105
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	165
Külső méret, bruttó mélység (mm)	210
Nettó súly (kg)	1,39
Bruttó súly (kg)	1,49