

E 339/1

Betét

max. 12 tálca-alsórész és tálca optimális behelyezésére.



- 12 tálca-alsórészhez vagy tálcahoz
- 13 tartóval (12 rekesz) felszerelve.
- A maximális tálcaméret 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Anyagszám: 09233840 / Régi anyagszám: 69533902D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét fiókokhoz/tálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	12
Kapacitás	
Tálcák/táblák [mennyiség]	12
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	115
Külső méret, nettó szélesség (mm)	305
Külső méret, nettó mélység (mm)	498
Külső méret, bruttó magasság (mm)	480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	320
Külső méret, bruttó mélység (mm)	130
Nettó súly (kg)	0,80
Bruttó súly (kg)	1,22