

Spare parts kitchen
Palacktartó
hűtőszekrény-ajtókhoz

EAN: 4002516550280 / Anyagszám: 09482202 / Régi anyagszám:



- A palackos rekesz tárolójához
- Megakadályozza, hogy a tárolóban lévő palackok felboruljanak.
- K28xxx, K3xxxx, KD26xxx, KDN37xxx, KF28xxx, KF37xxx típusokhoz
- KFN28xxx, KFN29xxx, KFN37xxx, KS28xxx típusokhoz