

E 900-6

Kocsi

műszerek optimális tisztítására, 6 szinten.



- Csatlakozóval rendelkeznek üreges műszerekhez
- Kapacitás: 18 DIN-szűrő
- 3 beépített öblítőkarral
- Az egyes szintek rakodási magassága különbözik egymástól
- Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (ML mágnessel)

* DIN-szűrő: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002515263358 / Anyagszám: 09525120 / Régi anyagszám: 69590007D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8527	•
PG 8528	•
Termékkategória	
Kocsi betétekhez	•
Kocsi szitatálcák elhelyezéséhez	•
Kocsi min. inv. seb. műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
DIN szitatálcák [mennyiség]	18
SPRI szitatálcák [mennyiség]	12
Üreges műszerek [mennyiség]	16
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	553
Külső méret, nettó szélesség (mm)	636
Külső méret, nettó mélység (mm)	790
Külső méret, bruttó magasság (mm)	680
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	650
Nettó súly (kg)	12,85
Bruttó súly (kg)	12,85
Tartozék	
Mágnescsíkok a kocsik automatikus felismeréséhez (mágnessel együtt) [mennyiség]	1