


A 100

Felső kosár

injektormodulok vagy betétek optimális behelyezéséhez.



- A felső kosár modulcsatlakozókkal rendelkezik
- Max. 2 injektormodul vagy betét behelyezéséhez
- A használat szüneteiben automatikusan szétkapcsolódik
- Rakodási magasság műanyag támasztékokkal: 190 mm
- Töltet méretei: szélesség 489, hosszúság 440 mm

EAN: 4002515460610 / Anyagszám: 09862320 / Régi anyagszám: 69610000D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Termékkategória</b>	
Kosár modulcsatlakozóval	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Felhasználási terület</b>	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	141
Külső méret, nettó szélesség (mm)	525
Külső méret, nettó mélység (mm)	528
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	555
Külső méret, bruttó mélység (mm)	565
Nettó súly (kg)	2,80
Bruttó súly (kg)	3,49