


A 101

Felső kosár

állítható magasságú, a betétek optimális behelyezéséhez.



- Berakodási magasság 160 +/- 30 mm, -szél. 475 mm, -mélység 443 mm
- Beépített öblítőkarral

EAN: 4002515460627 / Anyagszám: 09862340 / Régi anyagszám: 69610100D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Felső kosár	•
Konzol/kosártartó	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Műtös eszközök előkészítése	•
Különbéle eszközök előkészítése	•
Tüdőautomaták előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	206
Külső méret, nettó szélesség (mm)	528
Külső méret, nettó mélység (mm)	527
Külső méret, bruttó magasság (mm)	230
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	555
Külső méret, bruttó mélység (mm)	580
Nettó súly (kg)	3,00
Bruttó súly (kg)	3,79