


A 102

Felső kosár

állítható magasságú, a betétek optimális behelyezéséhez.



- Berakodási magasság 205 +/- 30 mm, -szél. 475 mm, -mélység 443 mm
- Beépített öblítőkarral

EAN: 4002515460634 / Anyagszám: 09862360 / Régi anyagszám: 69610200D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Konzol/kosártartó	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtös cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Műtös eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
DIN szitatálcák [mennyiség]	2
SPRI szitatálcák [mennyiség]	1
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	206
Külső méret, nettó szélesség (mm)	528
Külső méret, nettó mélység (mm)	527
Külső méret, bruttó magasság (mm)	230
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	565
Nettó súly (kg)	3,02
Bruttó súly (kg)	3,78