


A 103

Felső kosár

a betétek optimális behelyezéséhez.



- Berakodási magasság: 95 mm, szélesség: 505 mm, mélység: 472 mm
- Különösen alkalmas DIN szűrőtálcák előkészítéséhez
- Szintén alkalmas alacsony edényekkel történő egyéb felhasználásra
- Az A 202 koccsival kombinálva használható
- Beépített öblítőkarral

EAN: 4002515460641 / Anyagszám: 09862370 / Régi anyagszám: 69610300D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Konzol/kosártartó	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Maximális rakodási magasság (mm)	95
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Szítatálcák előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
DIN szítatálcák [mennyiség]	2
SPRI szítatálcák [mennyiség]	1
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	133
Külső méret, nettó szélesség (mm)	528
Külső méret, nettó mélység (mm)	528
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	545
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	3,50
Bruttó súly (kg)	4,57