

A 150

Alsó kosár

injektormodulok vagy betétek optimális behelyezéséhez.



- Az alsó kosár két modulcsatlakozással rendelkezik
- Max. 2 injektormodul vagy betét behelyezéséhez
- A használat szüneteiben automatikusan szétkapcsolódik
- Töltet méretei: szélesség 494, hosszúság 440 mm

EAN: 4002515460672 / Anyagszám: 09862400 / Régi anyagszám: 69615000D

| Termék-hozzárendelés | |
|--|--------------------|
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| Termékkategória | |
| Kosár modulcsatlakozóval | • |
| Alsó kosár | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél, Műanyag |
| Szín | Nemesacél, Fekete |
| Felhasználási terület | |
| Pipetták/fiolák előkészítése | • |
| Laborüveg előkészítése | • |
| Butirométerek előkészítése | • |
| Mérőhengerek előkészítése | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fázisok száma | 0 |
| Feszültség (V) | 0 |
| Frekvencia (Hz) | 0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,00 |
| Biztosíték (A) | 0 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 154 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 529 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 546 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 175 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 545 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 565 |
| Nettó súly (kg) | 2,61 |
| Bruttó súly (kg) | 3,29 |