

A 151

Alsó kosár

a piacon megtalálható minden DIN szűrő és különféle betétek behelyezésére.



- A berakodási magasság a választott felső kosár függvényében vált
- Megrakási szélesség: 490 mm, mélység: 498 mm

EAN: 4002515460689 / Anyagszám: 09862410 / Régi anyagszám: 69615100D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Konzol/kosártartó	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Szitatálcák előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Tüdőautomaták előkészítése	•
Légzésvédelmi maszkok előkészítése	•
Sűrített levegős légzőkészülék hordozókereteinek előkészítése	•
Kapacitás	
DIN szitatálcák [mennyiség]	2
SPRI szitatálcák [mennyiség]	1
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0

A 151

Alsó kosár

a piacon megtalálható minden DIN szűrő és különféle betétek behelyezésére.



EAN: 4002515460689 / Anyagszám: 09862410 / Régi anyagszám: 69615100D

Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	88
Külső méret, nettó szélesség (mm)	529
Külső méret, nettó mélység (mm)	522
Külső méret, bruttó magasság (mm)	120
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	545
Külső méret, bruttó mélység (mm)	555
Nettó súly (kg)	1,85
Bruttó súly (kg)	2,40