


A 200

Kocsi

38 pipetta optimális behelyezésére.



- 10 db 100 ml-es pipetta fér az 1. sorba, 20 mm-es távolságokkal
- 14 db 25 ml-es pipetta fér a 2. sorba, 26 mm-es távolságokkal
- 14 db 10 ml-es pipetta fér a 3. sorba, 26 mm-es távolságokkal

EAN: 4002515460696 / Anyagszám: 09862420 / Régi anyagszám: 69620000D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Termékkategória</b>	
Kocsi pipettákhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Felhasználási terület</b>	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Pipetták [mennyiség]	38
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	397
Külső méret, nettó szélesség (mm)	529
Külső méret, nettó mélység (mm)	546
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	4,40
Bruttó súly (kg)	6,40