


A 201
Kocsi
az aneszteziológiai készülékek optimális behelyezésére.



- 8 fűvóka rugós feltétekkel, 1,5 m-es légzőtömlőkhöz
- Spirális tárolás
- 15 injektoros fűvóka az intubációs anyagokhoz

EAN: 4002515460702 / Anyagszám: 09862430 / Régi anyagszám: 69620100D

| | |
|--|--------------------|
| Termék-hozzárendelés | |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Termékkategória | |
| Kocsi aneszteziológiai műszerekhez | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél, Műanyag |
| Szín | Nemesacél, Fekete |
| Kapacitás | |
| AN szettek [mennyiség] | 3 |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fázisok száma | 0 |
| Feszültség (V) | 0 |
| Frekvencia (Hz) | 0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 0,00 |
| Biztosíték (A) | 0 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 434 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 531 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 546 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 270 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 525 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 540 |
| Nettó súly (kg) | 9,00 |
| Bruttó súly (kg) | 10,50 |
| Tartozék | |
| E 430/1 1/3 szitatalca [mennyiség] | 1 |
| E 431 injektorfűvóka a gumiharmonika számára, Ø 8 x 193 mm [mennyiség] | 1 |
| E 432 tartó lélegeztető gégecsövek számára [mennyiség] | 1 |
| E 433 tartó szilikon lélegeztető csövek számára [mennyiség] | 2 |
| E 434 tartó gyermek-lélegeztető csövek számára [mennyiség] | 1 |
| E 466 injektorfűvóka 8 x 333 mm, lélegeztető ballonhoz [mennyiség] | 6 |
| E 496 injektorfűvóka 4 x 120 mm [mennyiség] | 15 |