

A 202

Kocsi

A 4 DIN-szűrőtálcák optimális behelyezésére.



- 4 DIN-szűrőtálcá behelyezésére, 2 szinten
- Tartókeret: magas edények előkészítése esetén kivehető
- 6 további csatlakozási lehetőség Luer-Lock összeköttetéssel.
- Beépített öblítőkarral
- A szintek rakodási magassága különbözik egymástól

EAN: 4002515460719 / Cikkszám: 09862440 / Régi cikkszám69620200D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Kocsi betétekhez	•
Kocsi szitatálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
DIN szitatálcák [mennyiség]	4
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	223
Külső méret, nettó szélesség (mm)	529
Külső méret, nettó mélység (mm)	542
Külső méret, bruttó magasság (mm)	235
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	550
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	5,50
Bruttó súly (kg)	6,74