


A 303
Modul
max. 98 pipetta optimális behelyezésére.



- Kb. 98 mérő- és teljes pipetta behelyezésére alkalmas
- A tartókeret magassága: 150 mm
- Az A 150 és APLW 106 kosarakba egy-egy darab helyezhető be
- Töltet magassága felső kosár nélkül: 450 mm (A 150 alsó kosárral)

EAN: 4002515460825 / Anyagszám: 09862560 / Régi anyagszám: 69630300D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Betét/modul pipettákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Kapacitás	
Pipetták [mennyiség]	98
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	185
Külső méret, nettó szélesség (mm)	222
Külső méret, nettó mélység (mm)	471
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	2,50
Bruttó súly (kg)	3,50