


A 304
Modul
csövek behelyezésére, max. 98 -ig.



- Kb. 98 centrifugacső, ampulla vagy reagens fiola előkészítéséhez
- A szintek rakodási magassága a pozicionálástól függően különböző
- Az A 100, A 150 és APLW 106 kosarakba egy-egy darab helyezhető be

EAN: 4002515460832 / Anyagszám: 09862570 / Régi anyagszám: 69630400D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Betét/modul reagens fiolákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
A kémcsövek előkészítése	•
Kapacitás	
Fiolák [mennyiség]	98
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	130
Külső méret, nettó szélesség (mm)	222
Külső méret, nettó mélység (mm)	471
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	2,30
Bruttó súly (kg)	3,30