

A 307

Betét

a 20 sebészcipők behelyezésére, 48-as méretig.



- 20 sebészcipőhöz
- Mindenkor 265 mm hosszú tartókkal
- Az A 151 alsó kosáralátétben történő felhasználáshoz
- Max. 48-as méretű sebészcipők előkészítéséhez

EAN: 4002515460856 / Anyagszám: 09862590 / Régi anyagszám: 69630700D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét műtős cipőkhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős cipők előkészítése	•
Kapacitás	
Műtős cipők [mennyiség]	20
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	279
Külső méret, nettó szélesség (mm)	390
Külső méret, nettó mélység (mm)	360
Külső méret, bruttó magasság (mm)	300
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	395
Külső méret, bruttó mélység (mm)	480
Nettó súly (kg)	1,46
Bruttó súly (kg)	1,99