

A 802
Öblítő fúvóka
az adagolófiókok optimális tisztításához.



- Poradagolóval rendelkező labor R+D automatás használathoz
- Injektormodulos használathoz
- Alkalmas az adagolófiókban képződött pormaradványok kiöblítésére

EAN: 4002515460979 / Anyagszám: 09863070 / Régi anyagszám: 69680200D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	30
Külső méret, nettó szélesség (mm)	187
Külső méret, nettó mélység (mm)	15
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,02