

A 803
Befogó
kézi műszerek optimális behelyezésére.



- Az A 105/1 felső kosárban, az A 800 szűrőcsővel használható
- Különféle nyelekhez, könyökdarabokhoz és turbinákhoz alkalmas

EAN: 4002515460993 / Cikkszám: 09863100 / Régi cikkszám69680300D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Befogó	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	32
Külső méret, nettó szélesség (mm)	32
Külső méret, nettó mélység (mm)	40
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	95
Külső méret, bruttó mélység (mm)	110
Nettó súly (kg)	0,05
Bruttó súly (kg)	0,09