

A 803  
Befogó  
kézi műszerek optimális behelyezésére.



- Az A 105/1 felső kosárban, az A 800 szűrőcsővel használható
- Különféle nyelekhez, könyökdarabokhoz és turbinákhoz alkalmas

EAN: 4002515460993 / Anyagszám: 09863100 / Régi anyagszám: 69680300D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Termikus fertőtlenítők	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Termékkategória</b>	
Befogó	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
<b>Felhasználási terület</b>	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	32
Külső méret, nettó szélesség (mm)	32
Külső méret, nettó mélység (mm)	40
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	95
Külső méret, bruttó mélység (mm)	110
Nettó súly (kg)	0,05
Bruttó súly (kg)	0,09