

A 804
Tisztítókefe
az A 800 szűrőcső optimális tisztításához.



- Az A 800 szűrőcsőhöz is alkalmas
- Forgó kefe spirális szegéllyel
- Nyél akasztóval
- Hossz: 500 mm, kefehossz: 100 mm

EAN: 4002515527238 / Anyagszám: 09960720 / Régi anyagszám: 68680400D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Szűrő	•
Egyéb tartozékok	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	45
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	70
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Átmérő (mm)	20
Nettó súly (kg)	0,07
Bruttó súly (kg)	0,16