

APS 101 Sego
Segosoft Miele Edition (kiegészítő licenc)
Egy második vagy további készülék csatlakoztatására.

Miele

Segosoft®
Miele Edition

Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition

- Eljárások felhasználóspecifikus engedélyezése minden készülékre
- Csalásvédelem fejlett digitális aláírás segítségével
- Jövőorientált termék, ill. jogszabályi követelmények
- Egyetlen folyamatdokumentációs szoftver minőségi címkével
- A ServiceCard garantálja az orvostermék-konform üzemeltetést
- Innen tudja letölteni a legfrissebb Segosoft-verz.: <http://www.miele.de/pro/segosoft>

EAN: 4002515570708 / Anyagszám: 10019160 / Régi anyagszám: 68813002D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Kis sterilizálók	•
Nagy sterilizálók	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
IR 6002	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Termékkategória	
Folyamat-/üzemi adatok dokumentálása/kommunikáció	•
Terméktulajdonságok	
Támogatott operációs rendszerek	Windows
Az eszköz képernyőjének minimálisan szükséges képátlója (hüvelyk)	17,00
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Tárgylemezek előkészítése	•
Butirométerek előkészítése	•
Patikai/infúziós palackok előkészítése	•

APS 101 Sego
Segosoft Miele Edition (kiegészítő licenc)
Egy második vagy további készülék csatlakoztatására.

Miele

Segosoft®
Miele Edition

Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition

EAN: 4002515570708 / Anyagszám: 10019160 / Régi anyagszám: 68813002D

Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Konténerek előkészítése	•
Matracok fertőtlenítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•
Intramedulláris rögzítők/intramedulláris fúrók	•
Fiókok/tálcák előkészítése	•
Szítatálcák előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Tartóedények, pl. nátronmésztartályok előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1
Külső méret, nettó szélesség (mm)	86
Külső méret, nettó mélység (mm)	55
Külső méret, bruttó magasság (mm)	60
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	95
Külső méret, bruttó mélység (mm)	110
Nettó súly (kg)	0,00
Bruttó súly (kg)	0,00
Szabv., jóváh.jel és jelölések	
CE	•