

PG 8595

Aqua-Purificator

két teljes, ill. részleges demin. patron befogadásához.



- Alkalmas a VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000-hez
- VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000 típusokhoz
- A vezetőképesség-mérő és az áramlás-mérő behelyezhető
- Lehetőség ConductivityMeter/ FlowMeter befogadására
- Külső méretek: mag. 835 (820 fed. nélk.), sz. 300, mély. 600 mm
- Külső méretek: 835 mA (820 fedél nélk.), 300 sz, 600 mm mé

EAN: 4002515558096 / Anyagszám: 10087310 / Régi anyagszám: 69859501D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Aqua-Purificator

két teljes, ill. részleges demin. patron befogadásához.



EAN: 4002515558096 / Anyagszám: 10087310 / Régi anyagszám: 69859501D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Vízelőkészítés	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Horganyzott lemez, lótuszfehér
Szín	lótuszfehér
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	835
Külső méret, nettó szélesség (mm)	300
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	900
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	740
Nettó súly (kg)	26,50
Bruttó súly (kg)	30,00