

PG 8596

Adagolódoboz

A folyamathoz használatos vegyszerek és adagolómodulok behelyezésére

EAN: 4002515558324 / Anyagszám: 10087340 / Régi anyagszám: 69859602D



- 2 kihúzható fiók, egyenként 3 x 5 l-es kannákhoz
- Belső méretek: mag. 285-690, szél. 250, mélység 425-555 mm
- Szintenként 2 hely adagolómodulok számára
- A felfogótálca a kanna hatékonyabb ürítését szolgálja

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	835
Külső méret, nettó szélesség (mm)	300
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	900
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	740
Nettó súly (kg)	26,50
Bruttó súly (kg)	30,00