

UG 30-60/60-85

Zárt lábazat

a berendezés magasítására, 60 cm mély, 60 cm széles.

EAN: 4002515558331 / Anyagszám: 10087350 / Régi anyagszám: 69306001D



- Minden 60 cm széles és 60 cm mély berendezéshez használható

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Aláépítmény/lábazat	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	317
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	310
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	610
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	9,70
Bruttó súly (kg)	11,10