


UG 30-90/60-85

Zárt lábazat

a berendezés és az oldalszekrény magasítására, 60 cm mély, 90 cm széles.



- A PG 8595 Aqua Purifikátorhoz és a PG 8596 DOS-szekrényhez is

EAN: 4002515558348 / Anyagszám: 10087360 / Régi anyagszám: 69309001D

| Termék-hozzárendelés | |
|--|-----------|
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| Termikus fertőtlenítők | • |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Termékkategória | |
| Aláépítmény/lábazat | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 300 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 897 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 542 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 330 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 915 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 563 |
| Nettó súly (kg) | 13,40 |
| Bruttó súly (kg) | 15,00 |