

DE-CS6-85

Készülékfedél

a berendezés és az oldalszekrény befedésére, 60 cm mély, 90 cm széles.

EAN: 4002515604380 / Cikkszám: 10101450 / Régi cikkszám69216010D



- A PG 8595 Aqua Purifikátorhoz és a PG 8596 DOS-szekrényhez is
- egy 60 cm-es RDG egységgel (pl. PG 8581 vagy PG 8591) kombinálva

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Fedőelem	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	15
Külső méret, nettó szélesség (mm)	900
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	990
Külső méret, bruttó mélység (mm)	790
Nettó súly (kg)	6,70
Bruttó súly (kg)	9,00