

APS 102 Sego
SegoAssign Plus

A Segosoft a belső páciensnyilvántartó rendszerhez csatlakoztatásához.

Miele

SegoAssign Plus
Miele Edition

Sterile Goods Management

Lizenz/License card



- A sarzs egyszerűbb és gyorsabb páciensekhez rendelése
- A ServiceCard garantálja az orvostermék-konform üzemeltetést
- A szolgáltatásban a licenckártya is benne foglaltatik.
- Papír nélküli adatátvitel
- Innen tudja letölteni a legfrissebb Segosoft-verz.: <http://www.miele.de/pro/segosoft>

EAN: 4002515604106 / Anyagszám: 10106600 / Régi anyagszám: 68814101D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Kis sterilizálók	•
Nagy sterilizálók	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Termékkategória	
Folyamat-/üzemi adatok dokumentálása/kommunikáció	•
Felhasználási terület	
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•
Intramedulláris rögzítők/intramedulláris fúrók	•
Fiókok/tálcák előkészítése	•
Szítatálcák előkészítése	•
Különbféle eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1

APS 102 Sego
SegoAssign Plus

A Segosoft a belső páciensnyilvántartó rendszerhez csatlakoztatásához.

Miele

SegoAssign Plus
Miele Edition

Sterile Goods Management

Lizenz/License card



EAN: 4002515604106 / Anyagszám: 10106600 / Régi anyagszám: 68814101D

Külső méret, nettó szélesség (mm)	86
Külső méret, nettó mélység (mm)	55
Külső méret, bruttó magasság (mm)	65
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	95
Külső méret, bruttó mélység (mm)	110
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,04