

UBS 1

Átépitő készlet

a G 78 szerkezet kiválasztott tartójának használatához a PG 85-as szerkezetben.



- Régebbi, szárítócsatlakozással rendelkező betöltőkocsikhoz

EAN: 4002515588970 / Anyagszám: 10131090 / Régi anyagszám: 69215014D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Átépitő készlet	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fekete
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	75
Külső méret, nettó szélesség (mm)	235
Külső méret, nettó mélység (mm)	165
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	240
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Nettó súly (kg)	0,10
Bruttó súly (kg)	0,17