

UBS 2

Átépitő készlet

a G 78 sorozat választott kocsijának a PG 85 sorozatban való használatához.



- Régebbi, szárítócsatlakozás nélküli injektorkocsikhoz

EAN: 4002515588987 / Anyagszám: 10131100 / Régi anyagszám: 69215015D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8583	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Átépitő készlet	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	90
Külső méret, nettó szélesség (mm)	129
Külső méret, nettó mélység (mm)	295
Külső méret, bruttó magasság (mm)	125
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	165
Külső méret, bruttó mélység (mm)	350
Nettó súly (kg)	0,51
Bruttó súly (kg)	0,71