

UBS 3

Átépitő készlet

a G 78 szerk. választott felső kosarának a PG 85-ös szerkezetbeli használatához.



- Régebbi, szártócsatlakozás nélküli betöltőtartókhoz
- Régebbi, hegesztett vízbetápos betöltőtartókhoz

EAN: 4002515588994 / Anyagszám: 10131110 / Régi anyagszám: 69215016D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Átépitő készlet	•
Terméktulajdonságok	
Szín	Nemesacél, Fekete
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	90
Külső méret, nettó szélesség (mm)	305
Külső méret, nettó mélység (mm)	176
Külső méret, bruttó magasság (mm)	100
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	310
Külső méret, bruttó mélység (mm)	210
Nettó súly (kg)	0,59
Bruttó súly (kg)	0,69