

A 808

Befogó

robotikával támogatott operációk műszereinek optimális előkészítésére.



- Speciális műszerekhez, sebészcsipeszekhez (Xi)

EAN: 4002515585085 / Anyagszám: 10131990 / Régi anyagszám: 69680801D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Termékkategória</b>	
Modul/tartó robotikai műszerekhez	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Robotikai eszközök előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Robotika-eszközök [mennyiség]	1
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	50
Külső méret, nettó szélesség (mm)	145
Külső méret, nettó mélység (mm)	159
Külső méret, bruttó magasság (mm)	25
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	485
Nettó súly (kg)	0,37
Bruttó súly (kg)	0,49