

MC/2

Szállítókosz

állítható magasságú, tisztító és fertőtlenítő automaták be- és kikapolásához.



- 4 futógörgővel, ebből 2 rögzíthető
- 2 lerakási szint (edény alakú) nyélakasztókkal és dokkolólemezzel

EAN: 4002515588628 / Anyagszám: 10138690 / Régi anyagszám: 69200109D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Tároló-/szállítórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1003
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	805
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1119
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	835
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1280
Nettó súly (kg)	34,20
Bruttó súly (kg)	52,40