

GP MI S 0031 W

Mikroszálas kendő készlet, 3 db

az optimális tisztítási eredményért és a biztonságos használatért.

EAN: 4002515601419 / Cikkszám: 10159570 / Régi cikkszám22996289EU1



- 1 univerzális, 1 üveg és 1 tükörfény kendőt tartalmaz
- Különösen nagy szakítószilárdságú és strapabíró
- Hatékony tisztítás a különösen finom mikroszálas szerkezet miatt
- Szárazon és nedvesen, tisztítószerrel vagy anélkül használható