

GP CL DGC 251 L
DGClean, 250 ml
a legjobb tisztítási eredményekért gőzsütőknél.

EAN: 4002515604502 / Cikkszám: 10172710 / Régi cikkszám23996125EU1



- Különösen erős zsíroldó erő zavaró szagképződés nélkül
- Stabil tapadás – fáradságmentes tisztítás
- Tökéletes tapadás függőleges felületen is
- Élelmiszerekre nem ártalmas
- Tökéletes ápolás a hosszú éveken át megbízható működésért