

GP CL KM 0252 L

Üvegkerámia/nemesacél tisztító, 250 ml

az optimális tisztítási eredményért és a biztonságos használatért.

EAN: 4002515605738 / Anyagszám: 10173150 / Régi anyagszám: 22996291EU4



- A legjobb termék a piacon —
tesztgyőzelem Svájcban
- eltávolítja a zsírfoltokat, a ráégett
maradékot és a vízfoltokat
- védőréteget alakít ki, amely
megkönnyíti a későbbi tisztítást
- kímélő tisztítás a finomszemcsés
formulának hála
- Nem alkalmazható CleanSteel vagy
PerfectClean esetén
- Tökéletes ápolás a hosszú éveken
át megbízható működésért