

WA UW 2702 P

UltraWhite mosópor, 2,7 kg

a legjobb eredményt nyújtja fehér textiliáknál és színtartó színes ruháknál.

EAN: 4002515620090 / Anyagszám: 10199820 / Régi anyagszám: 11997081EU4



- Tökéletes eredmények
20/30/40/60/95 °C-on
- Ragyogó fehérség az aktív oxigénes
formulának köszönhetően
- Kiváló folteltávolítás alacsony
hőmérsékleten is
- Egyszerűen tökéletes a mosás. A
Mielével.