


UG 30-90/70-85

Zárt lábazat

a berendezés magasítására, 70 cm mély, 90 cm széles.



- Minden 90 cm széles és 70 cm mély berendezéshez használható

EAN: 4002515622506 / Anyagszám: 10210600 / Régi anyagszám: 69309002D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Termékkategória	
Aláépítmény/lábazat	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	317
Külső méret, nettó szélesség (mm)	900
Külső méret, nettó mélység (mm)	700
Külső méret, bruttó magasság (mm)	310
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	610
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	15,60
Bruttó súly (kg)	17,00