

DE-CS7-85

Készülékfedél

a berendezés befedésére, 70 cm mély, 90 cm széles.



EAN: 4002515648155 / Anyagszám: 10222780 / Régi anyagszám: 69216011D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Termékkategória	
Fedőelem	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	15
Külső méret, nettó szélesség (mm)	700
Külső méret, nettó mélység (mm)	900
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	790
Külső méret, bruttó mélység (mm)	990
Nettó súly (kg)	14,45
Bruttó súly (kg)	16,75