

GS SA 4502 P

Regeneráló só, 6 x 750 g

a Miele mosogatógép optimális működéséért és teljesítményéért.

EAN: 4002515641255 / Cikkszám: 10248700 / Régi cikkszám21995502EU1



- A tasakban éppen annyi van, amennyi a Miele ajtó-sótartályba kell
- Extra durvaszemcsés – tökéletesen illik a Miele mosogatógépeihez
- Védi a gépet és az edényeket a veszélyes vízkövesedéssel szemben
- Egyszerűen tökéletes mosogatás. A Mielével.